補聴器の型と特徴





●耳掛け型 小型

適応:軽度~中等度 小さくて軽いデザイン。耳の中のスピーカー(音の出口)と 本体をつなぐワイヤが細くつけ心地がよいです。





●耳掛け型 標準型

適応:軽度〜重度 耳の型に合わせた耳栓を作ることで耳にしっかりと収まり、 ピーピーというハウリングを抑えることができます。スイッ チや電池が大きいため、操作や電池交換がしやすいです。





●耳穴型 小型(耳の型に合わせたオーダーメイド)

適応:軽度〜重度 運動時や眼鏡、マスクの邪魔になりません。





●耳穴型 (耳の型に合わせたオーダーメイド)

適応:高度~重度 小型より大きいため付けたり、はめたりがしやすいです。